



Wirksam und nachhaltig

Bacillo[®] Zero Tissues

Auf organischen Säuren basierende, umfangreich wirksame und materialschonende Flächen-Desinfektionstücher.



100% plastikfreies Vliestuchmaterial



Umfangreich wirksam, inkl. viruzid in 2 Minuten



organic acid complex – patentierte Formulierung auf Basis organischer Fruchtsäuren



Sehr gute Materialverträglichkeit



Frei von Alkoholen, QAV, Oxidantien und von Parfüm- und Farbstoffen



Keine Gefahrstoffkennzeichnung – ohne Handschuhe anwendbar*

* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen



Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	Versand-Einh. Packungen
Bacillo [®] Zero Tissues	100 Tücher Flowpack Größe 20 x 17 cm	981 935	6
Bacillo [®] Zero Tissues XL Verfügbar ab 2024	80 Tücher Flowpack Größe 20 x 30 cm	981 936	6
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205	1
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899	10

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Wirksamkeiten (hohe Belastung)

Bakterien / Pilze

Bakterizid / levurozid	VAH	5 Min.
	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	2 Min.

Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348 / EN 16615	60 Min.
-------------------------------	---------------------	---------

Viren

Begrenzt viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
------------------	-----------------------	--------

Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
-----------------------	-----------------------	--------

Viruzid	EN 14476 / EN 16615**	2 Min.
---------	-----------------------	--------

** Modifizierter 4-Felder-Test.

Mehr als
98,5%
Inhaltsstoffe
organischen Ursprungs